

**Homogeneizadores T 25 easy clean digital / T 25 easy clean control**

Homogeneizador de alto rendimiento con control electrónico de velocidad y una gran variedad de cabezales de dispersión para muchos campos de aplicación. En combinación con un reactor de laboratorio IKA también es posible realizar tareas de dispersión en vacío o a presión.

- Limpieza rápida y sencilla de los instrumentos de dispersión, sin necesidad de desmontarlos
- El motor sin escobillas garantiza un funcionamiento sin polvo y silencioso
- Interfaz USB para el control y la documentación a través de labworldsoft®
- Función de temporizador/cronómetro
- Aumento de la seguridad mediante el reconocimiento de herramientas y el código IP

T 25 easy clean control, adicionalmente con:

- Medición de la temperatura integrada para la vigilancia permanente de la temperatura del medio
- Mando a distancia con WiCo

Los cabezales de dispersión deben pedirse por separado.

Todos los elementos de dispersión S 25 existentes son compatibles con el T 25 easy clean digital. 0b

Especificaciones

Potencia del motor de entrada / salida: 500 / 400 W

Rango de volumen de trabajo (H₂O): 1 ... 2000 ml

Viscosidad máx.: 5000 mPas

Rango de velocidad: 3000 ... 25000 rpm

Visualización de la velocidad: LED

Control de la velocidad: sin escalonamiento

Ruido sin elemento: 70 dB(A)

Diámetro del brazo de extensión: 13 mm

Dimensiones (An x L x Alt): 89 x 161 x 270 mm

Peso: 3,0 kg

Fuente de alimentación: 220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz



Grado de protección según DIN EN60529: IP 30

Code	Description	Packaging
LLG06291622	Dispersing device T 25	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

