



Cabezales de dispersión para T 25 easy clean digital / T 25 easy clean control

Cabezal de dispersión de acero inoxidable (AISI 316) y cerámica de fácil limpieza. Finura final: emulsiones de 1 μm a 10 μm y suspensiones de 10 μm a 50 μm , esterilizables por todos los métodos.

S 25 EC-T-C-25G-ST, S 25 EC-T-C-25F con sensor de temperatura integrado.



Code	Description	Packaging
LLG06291623	Dispersing tool S 25	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

