

**Densímetros Densito/DensitoPro**

Mettler-Toledo Online GmbH

Densímetros Densito/DensitoPro

Robustos densímetros para uso móvil con fácil manejo y guía del usuario. Ideales para mediciones rutinarias rápidas y precisas en el control de calidad y la inspección de mercancías entrantes y salientes.

DensitoPro equipado con lector RFID y de código de barras para un rápido y fiable seguimiento de las muestras.

- Bomba de muestreo automático
- Escala de medición disponibles: API, °Baumé, Brix, densidad, Etanol, H₂SO₄, prueba (US y IP), °Plato, gravedad específica, concentración definida por el usuario
- Compensación automática de temperatura
- Memoria para hasta 1100 resultados
- Célula de medición retroiluminada
- Límites ajustables con colores personalizables en la pantalla
- Pantalla brillante con buena legibilidad

Especificaciones**Rango de densidad:****Resolución:****Precisión: 0 ... 3 g/cm³****0,0001 g/cm³****±0,001 g/cm³****Rango de temperatura de la muestra:****Resolución:****Precisión: 0 ... 50 °C****0,1 °C****±0,2 °C****Volumen de la muestra: 2 ml****Memoria: 1100 muestras****Pantalla: Pantalla a color de 2,4", retroiluminada****Interfaces: USB-A, USB-C****Fuente de alimentación: Baterías de iones de litio extraíbles y recargables**

Code	Description	Packaging
LLG06291652	Handheld Density Meter Densito	1 pz.
LLG06291653	Handheld Density Meter Densito Pro	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

