

**Densímetros Densito/DensitoPro**

Robustos densímetros para uso móvil con fácil manejo y guía del usuario. Ideales para mediciones rutinarias rápidas y precisas en el control de calidad y la inspección de mercancías entrantes y salientes.

DensitoPro equipado con lector RFID y de código de barras para un rápido y fiable seguimiento de las muestras.

- Bomba de muestreo automático
- Escala de medición disponibles: API, °Baumé, Brix, densidad, Etanol, H₂SO₄, prueba (US y IP), °Plato, gravedad específica, concentración definida por el usuario
- Compensación automática de temperatura
- Memoria para hasta 1100 resultados
- Célula de medición retroiluminada
- Límites ajustables con colores personalizables en la pantalla
- Pantalla brillante con buena legibilidad

Especificaciones

Rango de densidad:

Resolución:

Precisión: 0 ... 3 g/cm³

0,0001 g/cm³

±0,001 g/cm³

Rango de temperatura de la muestra:

Resolución:

Precisión: 0 ... 50 °C

0,1 °C

±0,2 °C

Volumen de la muestra: 2 ml

Memoria: 1100 muestras

Pantalla: Pantalla a color de 2,4", retroiluminada

Interfaces: USB-A, USB-C

Fuente de alimentación: Baterías de iones de litio extraíbles y recargables



Code	Description	Packaging
LLG06291652	Handheld Density Meter Densito	1 pz.
LLG06291653	Handheld Density Meter Densito Pro	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

