



Electrodo combinado de pH ROSS Ultra Triode

Electrodo combinado de pH ROSSä Ultra Triodeä

Electrodos combinados con compensación de temperatura, adecuados para una gran variedad de aplicaciones.

- Para usar con medidores de pH Versa Star-, Star A- y Dual Star
- Con cuerpo de epoxi robusto

Especificaciones

Rango de pH: 0/14

Longitud/Ø: 120 mm/12 mm

Sistema de referencia: ROSS

Tipo de conexión: BNC/8-pin MiniDIN



Code	Description	Packaging
LLG04657971	Orion ross ultra ph/atc triode refillabl	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

