



Caja de preparación DURAN[®], con placa de vidrio esmerilado

Caja de preparación DURAN[®], con placa de vidrio esmerilado

El esmerilado preciso de la placa de vidrio y de la parte inferior del recipiente permite un cierre hermético.



Code	Description	Packaging
LLG07021164	Museum jars, 120x120x50 mmwith glass pl	1 pz.
LLG07021165	JAR MUSEUM 130X50X130MM GLASSPLATE	1 pz.
LLG07021170	JAR MUSEUM 210X100X210MM GLASSPLATE	1 pz.
LLG07021172	Museums jars 250x250x140mmwith plate	1 pz.
LLG09020440	Preparation box 180x120x60mmwith cover-	1 pz.
LLG09172319	Specimen box 150x150x50mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

