

**Mini-molino PULVERISETTE 23****Fritsch****Mini-molino PULVERISETTE 23**

Ideal para la trituración muy fina de cantidades mínimas tanto en la molienda en seco como en húmedo como en la trituración criogénica. Sus vasos de molienda especiales en forma de esfera se encargan de que la molienda, mezcla y homogenización sea mejor que en los modelos comparables en la preparación de muestras, por ejemplo, en el análisis químico, cromatografía, espectrografía de masa o análisis de la estructura de rayos. Preparación de muestras en la investigación de genes, homogenización de sustancias activas, elaboración de extractos en los análisis forenses, triturado de pigmentos y sustancias raras.

Tamaño máximo de alimentación: 6 mm

Cantidad máxima de alimentación: hasta 5 ml

Finura final: 5 μ m

Conexión a la red: 100-240 V/1 , 50-60 Hz, 20 W

Dimensiones (LxAltxA): 200x300x300 mm

Peso neto: 7 kg



Code	Description	Packaging
LLG09739345	Pulverisette 23,w/o.accessories240V/100	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

