



X-plore[®] 3300, 3500 y 5500

X-plore[®] 3300, 3500 y 5500

Serie de protectores respiratorios X-plore[®] con conexión en bayoneta a dos filtros. Fijación segura y simple del filtro. Diseño moderno y compacto. Campo visual de primera clase por la posición plana lateral del filtro. Factor de protección elevado gracias a la elevada hermeticidad.

Semimáscara en dos versiones 3300 y 3500

Asiento perfecto por sus tres tamaños (S,M,L). Comodidad alta por sus materiales de gran valor. Tela en la cabeza Flexifit y guía X del correaje.

X-plore[®] 5500: Máscara completa para protección de ojos y de respiración. Visor grande. Simple abertura y extracción de la máscara mediante el correaje Drop-Down



Code	Description	Packaging
LLG09005617	Combination filter X-plore® Bajonett	2 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

