



## Soluciones Tampon pH

### Soluciones Tampon pH

Garantía de precisión

- Certificado incluyendo el valor actual y la fecha de caducidad
- Certificado trazable a SRM primero de NIST/PTB
- Immune a los microorganismos
- Practica botella de plástico de 250 ml/500 ml con recipiente de calibración integrado
- Económica, se utiliza menos disolución tampón por calibración



Code	Description	Packaging
LLG06078957	Buffer solution pH 4,01, 500 ml	500 ml
LLG06078958	Buffer solution pH 7,00, 500 ml	500 ml
LLG06079275	Buffer solution pH 10,01, 500 ml	500 ml
LLG06900682	Buffer solution pH 9.21, 500 ml	500 ml
LLG09221096	Buffer solutions pH 1.09, 500ml	500 ml
LLG09221109	Buffer solutions pH 12.00, 500ml	500 ml



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

