

**Conductómetro ProfiLine Cond 3310**

WTW

**Conductómetro ProfiLine Cond 3310**

Los medidores de conductividad portátiles ProfiLine tienen una carcasa impermeable (IP 67) y un teclado de membrana de silicona completamente sellado con retroalimentación táctil. Un compartimento separado para las pilas permite un fácil intercambio de pilas alcalinas estándar o recargables. Las pantallas grandes y cuidadosamente dispuestas indican la lectura y otra información importante. Los medidores de la serie 3310 tienen una pantalla gráfica retroiluminada y un funcionamiento controlado por menú. Una selección de celdas de conductividad específicas para cada aplicación cubren prácticamente todas las tareas de medición.

Cómodo y versátil medidor de conductividad con registrador de datos integral y controlado por tiempo y una memoria de registro de 5.000 registros de conformidad con las normas GLP para una mayor recopilación de datos.

Controlado por menú, con pantalla gráfica retroiluminada para una operación cómoda y segura. Amplia gama de celdas de conductividad acoplables.

Funciones compatibles con GLP, selección mejorada de constantes celulares, compensación de temperatura automática y manual (que se puede desconectar) con funciones lineales y no lineales para agua pura y aguas naturales según EN 27888.

**Especificaciones****Rangos de medición / Resolución**

**Conductividad: como el Cond 3110, pero adicionalmente con**

**0,00  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ... 19,99  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (para  $K=0,1 \text{ cm}^{-1}$ )**

**0,000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ... 1,999  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (para  $K=0,01 \text{ cm}^{-1}$ )**

**TDS: 0 ... 1999 mg/l, 0,0 ... 199,9 g/l**

**Resistencia específica: 0,00 ... 999  $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$**

**Memoria: 5000 entradas (valor de medición, temperatura, fecha, hora, ID)**



Code	Description	Packaging
LLG09774400	Portable-conductometer Cond 3310-Set 1i	1 pz.
LLG09774409	Portable-conductometer Cond 3310	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

