

**Conductómetro ProfiLine Cond 3310**

WTW

Conductómetro ProfiLine Cond 3310

Los medidores de conductividad portátiles ProfiLine tienen una carcasa impermeable (IP 67) y un teclado de membrana de silicona completamente sellado con retroalimentación táctil. Un compartimento separado para las pilas permite un fácil intercambio de pilas alcalinas estándar o recargables. Las pantallas grandes y cuidadosamente dispuestas indican la lectura y otra información importante. Los medidores de la serie 3310 tienen una pantalla gráfica retroiluminada y un funcionamiento controlado por menú. Una selección de celdas de conductividad específicas para cada aplicación cubren prácticamente todas las tareas de medición.

Cómodo y versátil medidor de conductividad con registrador de datos integral y controlado por tiempo y una memoria de registro de 5.000 registros de conformidad con las normas GLP para una mayor recopilación de datos. Controlado por menú, con pantalla gráfica retroiluminada para una operación cómoda y segura. Amplia gama de celdas de conductividad acoplables. Funciones compatibles con GLP, selección mejorada de constantes celulares, compensación de temperatura automática y manual (que se puede desconectar) con funciones lineales y no lineales para agua pura y aguas naturales según EN 27888.

**Especificaciones****Rangos de medición / Resolución**

Conductividad: como el Cond 3110, pero adicionalmente con

0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 19,99 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (para $K=0,1 \text{ cm}^{-1}$)

0,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 1,999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (para $K=0,01 \text{ cm}^{-1}$)

TDS: 0 ... 1999 mg/l, 0,0 ... 199,9 g/l

Resistencia específica: 0,00 ... 999 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$

Memoria: 5000 entradas (valor de medición, temperatura, fecha, hora, ID)



Code	Description	Packaging
LLG09774400	Portable-conductometer Cond 3310-Set 1i	1 pz.
LLG09774409	Portable-conductometer Cond 3310	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

