

**Embudos de seguridad**

Para llenar de forma segura los botes de plástico. Con protección contra sobrellenado, control de nivel de líquido, trampa de llamas, puesta a tierra y tapa. Filtro para extraer la materia sólida. De acero inoxidable de alta calidad y químicamente resistente, tapa de rosca de PE.

Bajo pedido: disponible en diseño plano (altura sobre la rosca: 70 mm), con rosca G2" o con rosca de 2" (S56x4).



Code	Description	Packaging
LLG09042978	Safety funnel size 50with PVC-closure,	1 pz.
LLG09042979	Safety funnel size 51with PVC-closure,	1 pz.
LLG09042980	Funnel with PVC- cap, cover and x-sieve	1 pz.
LLG09042988	Funnel with PVC- cap, cover and x-sieve	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

