

**Embudos de seguridad**

Para llenar de forma segura los botes de plástico. Con protección contra sobrellenado, control de nivel de líquido, trampa de llamas, puesta a tierra y tapa. Filtro para extraer la materia sólida. De acero inoxidable de alta calidad y químicamente resistente, tapa de rosca de PE.

Bajo pedido: disponible en diseño plano (altura sobre la rosca: 70 mm), con rosca G2" o con rosca de 2" (S56x4).



Code	Description	Packaging
LLG09042978	Safety funnel size 50with PVC-closure,	1 pz.
LLG09042979	Safety funnel size 51with PVC-closure,	1 pz.
LLG09042980	Funnel with PVC- cap, cover and x-sieve	1 pz.
LLG09042988	Funnel with PVC- cap, cover and x-sieve	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

