



Termohigrómetro

Termohigrómetro

Termohigrómetro de aplicación universal con sonda exterior y dispositivo de soporte/adhesión. Los accesorios de montaje en la pared (tornillos o cinta adhesiva) están disponibles a petición.

Especificaciones

Rango de medición: 0 ... 50 °C

Conmutable a °F

20 ... 99 % HR

Resolución: 0,1 °C

1% HR

Dimensiones (An x L x Alt): 65 x 20 x 97 mm aprox.



Code	Description	Packaging
LLG09235135	Hydro-thermometer 0...+50°C20...90%:1%rF	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

