



Balanzas portátiles, Scout[®]SKX

Balanzas portátiles, Scout[®]SKX

- Protección superior contra la sobrecarga y un práctico diseño apilable para un almacenamiento conveniente
- La brillante pantalla LCD retroiluminada y el funcionamiento de 4 botones hacen que el nuevo scout sea fácil de ver y de usar
- Existen múltiples opciones de conectividad para el registro y la comunicación de datos
- La rápida velocidad de pesaje y la alta resolución ofrecen resultados repetibles y fiables
- Aplicación: Pesaje, determinación de densidad, pesaje molar
- Pantalla: Pantalla LCD retroiluminada: 6 dígitos de 7 segmentos con retroiluminación LED blanca
- Operación: Adaptador de CA (incluido), baterías (no incluidas)
- Comunicación: Opcional RS232, USB host, dispositivo USB, Bluetooth o Ethernet
- Construcción: Carcasa de ABS, bandeja de acero inoxidable, cubierta en uso reemplazable
- Características del diseño: Rápido tiempo de estabilización, interruptor de bloqueo del menú, diseño apilable, ranura de seguridad, gancho integral de pesaje por debajo de la balanza para aplicaciones de pesaje por debajo de la balanza, bloqueo para transporte, plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble, indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga y subcarga, indicador de batería baja, apagado automático



Code	Description	Packaging
LLG06281344	Portable balance Scout® SKX123120 g / 0	1 pz.
LLG06281345	Portable balance Scout® SKX222220 g / 0	1 pz
LLG06281346	Portable balance Scout® SKX422420 g / 0	1 pezzo
LLG06281347	Portable balance Scout® SKX622620 g / 0	1 pz.
LLG06281348	Portable balance Scout® SKX1202 1200 /1	1 pezzo
LLG06281349	Portable balance Scout® SKX2202 2200 /1	1 pz
LLG06281350	Portable balance Scout® SKX421420 g / 0	1 pz.
LLG06281351	Portable balance Scout® SKX621620 g / 0	1 pz
LLG06281352	Portable balance Scout® SKX22012200 g /	1 pz
LLG06281353	Portable balance Scout® SKX62016200 g /	1 pz.
LLG06281354	Portable balance Scout® SKX82008200 g /	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

