

**Pesas de calibración, clase E2, cilíndricas****Kern & Sohn GmbH****Pesas de calibración, clase E2, cilíndricas**

Acero inoxidable, pulido. Cajas de plástico con soporte interno de espuma o cajas de madera y certificados DAkkS reconocidos internacionalmente están disponibles por separado.



Code	Description	Packaging
LLG06803728	Weight E2, 2kg, stainless steel	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

