

**Semimáscaras Polimask 230****EKASTU Safety****Semimáscaras Polimask 230**

- Conexión del filtro por rosca especial de 95 mm
- Cuerpo de la máscara de EPDM
- Hermeticidad elevada
- Campo de visión amplio y resistencias a la respiración bajas
- Apto para usuarios de gafas



Code	Description	Packaging
LLG09005630	Half masks POLIMASK 230	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

