

**Semimáscaras Polimask 330****EKASTU Safety****Semimáscaras Polimask 330**

- Conexión por rosca de perfil redondo conforme a la norma DIN EN 148-1
- Cuerpo de la máscara de EPDM
- Hermeticidad elevada
- Campo de visión amplio y resistencia a respiraciones bajas
- Apto para usuarios de gafas
- Adaptador para el uso con filtros a rosca hasta 300 g, aparatos de manguera a presión y en sistemas de respiración forzada



Code	Description	Packaging
LLG09005530	half mask Polimask 330	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

