

**Balanzas de precisión Quintix[®]**

Sartorius Lab Instruments

Balanzas de precisión Quintix[®]

Instrucciones de aplicación intuitiva. Inicio de las aplicaciones pulsando solamente una tecla. Máxima exactitud en todo momento. Fabricada en Alemania.

- La balanza se ajusta automáticamente ella sola cuando se excede la temperatura y el tiempo preestablecidos
- Pantalla táctil de color
- Fácil limpieza
- Conectividad "Plug and Work" a la impresora o bien al ordenador a través de puerto USB para un registro fácil conforme a GLP, transmisión directa de datos a los programas de Microsoft[®] Windows sin más software
- Protección mediante contraseña, Supervisor Lock, cierre o bloqueo del menú para prevenir una manipulación imprevisible
- Dispositivo para pesada bajo tierra
- Quintix[®] 213/313/513: Para la limpieza simple de la pantalla protectora se pueden extraer fácilmente todas las piezas de acero fino, los cristales laterales, la tapa corredera
- Fácil nivelado mediante unos pies extra grandes de apoyo

Especificaciones

Dimensiones globales (AnxAltXL): 216x360x95 mm

QUINTIX 213/313/513/613: 216x360x320 mm

Espacio de pesada de altura QUINTIX 213/313/513/613: 209 mm

Temperatura ambiente permitida: +10 a +30°C

Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

