

**Molino ultra-centrífugo ZM 200****Retsch****Molino ultra-centrífugo ZM 200****Aplicación:**

Reducción extremadamente rápida y suave del tamaño de materiales blandos a medianamente duros y fibrosos. Ideal para moler, por ejemplo, productos químicos, alimentos y piensos, polvo para lavar, plásticos, fertilizantes, materias primas farmacéuticas y productos acabados. También adecuado para la molienda criogénica.

Características:

- Cuidadoso con el material gracias al sistema de rotor/criba de 2 pasos
- Amplio rango de velocidad, ajustable de 6000 a 18000 min⁻¹
- Sistema de cassette patentado para una máxima recuperación de la muestra y una fácil limpieza
- Finura final definida debido a los tamices de anillo con tamaños de apertura de 0,08 a 10 mm
- Cómoda carcasa de seguridad con cierre automático de la cubierta
- Compartimiento del motor y la electrónica protegidos contra el polvo y la penetración de materiales
- Amplia gama de accesorios con diferentes rotores, tamices de anillo y casetes

Especificaciones:

- Tamaño del alimento: hasta 10mm
- Finura final: hasta 40µm
- Lote: hasta 300/4500ml (con ciclón)
- Tamaño (An x L x Alt): 410 x 365 x 515 mm
- Peso: aprox. 38 kg
- Conexión a la red: 230 V, 50/60 Hz

Material de suministro: ZM 200, cassette de 900 ml

Los rotores y los tamices de anillo deben pedirse por separado.

Otros rotores y tamices anulares a petición (por ejemplo, para moler sin contaminación de metales pesados).





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

