



Cajas de plástico para las pesas de calibración

Kern & Sohn

Cajas de plástico para las pesas de calibración

Forradas. Para el almacenamiento individual de pesas de miligramos de las clases E1 y E2.



Code	Description	Packaging
LLG06228411	Standard box for 1kg weightslined, for	1 pezzo
LLG06229354	Standard case for 100g weights lined, fo	1 pz
LLG06233320	Standard box for 20g weights lined, for	1 pezzo
LLG06256678		1 pezzo
LLG07607483	Standard case padded weights 1-500mg	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

