



## Balanzas portátiles, Scout®STX

### Balanzas portátiles, Scout®STX

- Navegue rápida y eficientemente usando la pantalla táctil a color informativa
- La rápida velocidad de pesaje y la alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables
- Protección superior contra sobrecargas y durabilidad general de la unidad de almacenamiento apilable
- Múltiples modos de pesaje e idiomas para un pesaje simplificado
- Aplicación: Pesaje, pesaje porcentual, recuento de piezas, pesaje de control, pesaje dinámico/de animales, totalización, determinación de densidad, retención de pantalla, pesaje molar
- Pantalla: Pantalla táctil a todo color WQVGA con pantalla gráfica LCD (4,3" en diagonal), teclado QWERTY y teclado numérico para introducir rápidamente datos GLP y GMP y otros datos de aplicaciones
- Operación: Adaptador de CA (incluido), baterías (no incluidas)
- Comunicación: Opcional RS232, USB host, dispositivo USB, Bluetooth o Ethernet
- Construcción: Carcasa de ABS, bandeja de acero inoxidable, cubierta en uso reemplazable
- Características de diseño: Rápido tiempo de estabilización, indicador de nivel inicial, hasta 9 idiomas de funcionamiento, función de guardar en USB, interruptor de bloqueo del menú, diseño apilable, ranura de seguridad, gancho integral de pesaje por debajo de la balanza para aplicaciones de pesaje por debajo de la balanza, bloqueo para transporte, plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble, indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga y subcarga, indicador de batería baja, apagado automático



Code	Description	Packaging
LLG06281355	Portable balance Scout® STX123 120 g /1	1 pz.
LLG06281356	Portable balance Scout® STX223 220 g /1	1 pz.
LLG06281357	Portable balance Scout® STX222 220 g /1	1 pz.
LLG06281358	Portable balance Scout® STX422 420 g /1	1 pz.
LLG06281359	Portable balance Scout® STX622 620 g /1	1 pz.
LLG06281360	Portable balance Scout® STX1202 1200 /1	1 pz.
LLG06281361	Portable balance Scout® STX2202 2200 /1	1 pz.
LLG06281362	Portable balance Scout® STX421 420 g /1	1 pz.
LLG06281363	Portable balance Scout® STX621 620 g /1	1 pz.
LLG06281364	Portable balance Scout® STX2201 2200 /1	1 pz.
LLG06281365	Portable balance Scout® STX6201 6200 /1	1 pz.
LLG06281366	Portable balance Scout® STX8200 8200 /1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

