

**Dispensador manual ripette[®]****Ritter****Dispensador manual ripette[®]**

El ripette[®] de Ritter es un dispensador manual muy cómodo para las dosificaciones en serie largas. Un mecanismo especial garantiza la dosificación exacta de todos los volúmenes deseados de 1 - 5.000 μ l.

Ventajas del producto:

- Tabla de ajustes de dosificación en cada dispensador.
- Peso ligero (aprox. 100 g)
- Dial de ajuste fácil de usar para especificar los volúmenes y el número de pasos
- No hay partes mecánicas que se desgasten, no hay mantenimiento

Las puntas del dispensador ritips[®] 25ml y 50ml no se pueden utilizar sin adaptador (adaptador incluido en el suministro).



Code	Description	Packaging
LLG09284190	Manual dispenser ripette® redwith 25/50	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

