

**Sistema de placas Deep-well, Riplate[®]****Ritter****Sistema de placas Deep-well, Riplate[®]****Riplate[®] pocillos redondos - Estándar en funcionamiento**


Los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada y aumentan la seguridad del sellado en caliente con láminas adhesivas. Riplate[®] 1 ml es ideal para utilizar en un termociclador o para descongelar muestras en un baño de agua caliente. El fondo del pocillo en forma de U reduce el volumen muerto.

Riplate[®] pocillos cuadrados - Para una capacidad máxima

Riplate[®]SW optimiza la capacidad en lo que se refiere al almacenamiento de muestras. Debido al formato SBS sus dimensiones vienen ya determinadas. La construcción de las cavidades es crucial para una absorción máxima de los líquidos.

Riplate[®] medio - Ahorra el 50% de la capacidad de almacenamiento

Debido a la construcción compacta de Riplate[®] medio, se necesita menos del 50% de espacio de almacenamiento. Unos bordes más elevados de los pocillos permiten un cierre o sellado hermético al aire de Riplate[®] medio. El marcaje alfanumérico permite el registro y la identificación de las valoraciones individuales.

**Riplate[®]384 - Optimizado para volúmenes más pequeños**

Disponible en PS y PP para sistemas automatizados de almacenamiento. Marcaje alfanumérico para la identificación de muestras. Cavidades redondas para fuerzas capilares reducidas. Con fondo plano -ideal para aplicaciones ópticas y microscópicas.

Campo de aplicación: Screening, almacenamiento de muestras etc. Los sistemas Ritter Riplate[®] están en línea con el estándar SBS y son adecuados para sistemas de automatización con el correspondiente mecanismo de cierre y sellado.



Code	Description	Packaging
LLG07635031	riplate®, PP, 10 mlpack of 20/20	20 pz.
LLG09284209	Capmat for riplat SW, 2 ml pack of/100	100 pz.
LLG09284252	riplate® PP, 2 mlpack of 20/20	20 pz.
LLG09284260	riplate® PP, 5 mlpack of 20/20	20 pz.
LLG09284295	riplate® medio 96 wellsPP, 0,1 ml, p/32	32 pz.
LLG09284296	riplate® medio 96 wellsPP, 0.5 ml, p/40	20 pz.
LLG09284300	riplate® RW PP, 2,0 ml, pack of 20/20	20 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

