

**Gafas protectoras uvex skyper 9195 / skyper s 9196****Uvex****Gafas protectoras uvex skyper 9195 / skyper s 9196****Skyper 9195, color: azul**

Gafas ultraligeras (aprox. 30 g) y modernas con excelente campo visual y muy buena adaptabilidad. Longitud de las patillas regulable individualmente, con cinco posiciones de ajuste y dispositivo de seguridad para las patillas. La suave montura garantiza un buen ajuste sin apretar y su inclinación puede regularse con precisión. Los cristales y la montura son de un material sintético de alta resistencia a los golpes. Las piezas laterales translúcidas proporcionan protección adicional contra el deslumbramiento.

Skyper s 9196, color: azul

Las skyper S son una versión algo más pequeña de las skyper 9195, diseñadas especialmente para caras más estrechas. Estas gafas mantienen las prestaciones de la skyper 9195.

Revestimiento de cristales

1. uvex supravision excelente: resistente a arañazos en el exterior y antivaho en el interior, protección UV del 100%
2. uvex supravision zafiro: extremadamente resistente a arañazos y a productos químicos, protección UV del 100%





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

