

**Termostatos para el Forcier-test en cerveza BFT[®]5****Huber****Termostatos para el Forcier-test en cerveza BFT[®]5**

Para el Forciertest con la cerveza ofrecemos un termostato especial refrigerado por aire calor-frio. Dispone de un programa para ciclos de temperatura automáticos. Mediante el cambio de temperatura entre 0 °C / 40 °C o bien 0 °C / 60 °C en el lapso de tiempo de 24 horas se produce un envejecimiento artificial de la cerveza.

La carcasa y todas las piezas en contacto con el líquido son de acero fino de alta calidad.

Medidas (largo x ancho x alto): 460 x 710 x 911 mm



Code	Description	Packaging
LLG09857399	Refrigerated heating circulator BFT5tem	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

