

**Extractores multimuestra behrotest[®] para extracción según Twisselmann**

Unidades económicas y fáciles de usar para la extracción de acuerdo con Twisselmann:

- Cada posición de la muestra es ajustable individualmente
- El distribuidor de agua de refrigeración asegura un enfriamiento uniforme en todas las posiciones de la muestra
- Un práctico soporte para sujetar los condensadores de forma segura entre las extracciones
- Soportes para sujetar los espaciadores después de la retirada de los contenedores de muestras



Code	Description	Packaging
LLG09843825	Serial heating system R 104 T	1 pz.
LLG09843826	Serial heating system R 106 T	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

