



Extractores multimuestra behrotest<sup>®</sup> para extracción según Twisselmann

Behr

### Extractores multimuestra behrotest<sup>®</sup> para extracción según Twisselmann

Unidades económicas y fáciles de usar para la extracción de acuerdo con Twisselmann:

- Cada posición de la muestra es ajustable individualmente
- El distribuidor de agua de refrigeración asegura un enfriamiento uniforme en todas las posiciones de la muestra
- Un práctico soporte para sujetar los condensadores de forma segura entre las extracciones
- Soportes para sujetar los espaciadores después de la retirada de los contenedores de muestras



Code	Description	Packaging
LLG09843825	Serial heating system R 104 T	1 pz.
LLG09843826	Serial heating system R 106 T	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

