

**Intercambiador de iones de lecho mixto de acero inoxidable****Behr****Intercambiador de iones de lecho mixto de acero inoxidable**

Un cartucho estándar de acero inoxidable V4A para uso general: Para suministrar lavavajillas de laboratorio, para el mantenimiento general del laboratorio y para pequeños consumidores industriales. Para la posterior desmineralización de los sistemas de ósmosis inversa.

- Resistente a una presión de 10 bar / 8 bar con E40dA
- Aprovechamiento óptimo de la capacidad del intercambiador de iones gracias a la distribución absolutamente uniforme del agua en la unidad
- Caudales de hasta 700 litros/hora
- El sistema único de boquillas de chorro behropur® distribuye el agua cruda sobre todo el lecho de resina. Esto garantiza una capacidad de intercambio y una calidad óptimas
- Puede conectarse a la red de agua cruda directamente y sin un reductor de presión
- Resistente a la presión alterna
- Los collares de goma dura vulcanizados en la base y la parte superior de la unidad ofrecen una protección eficaz
- Transporte conveniente gracias a las asas incrustadas en la parte superior de la unidad
- La conductividad se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de localización remota
- También está disponible con cierre cuando se alcanza el valor límite y control del límite

**Especificaciones E 28 / E 40 d****Capacidad de intercambio a\* 10°dH 2.800 l / 4.000 l****Flujo máx. L/h 500 / 700****Diámetro en cm 24 / 24****Altura incl. LF en cm 74 / 84****Altura solo de los cartuchos en cm 60 / 70**

Code	Description	Packaging
LLG09915730	Water demineraliser E28dcomplete with c	1 pz.
LLG09915731	Water demineraliser E40dcomplete with c	1 pz.
LLG09915732	Water demineraliser E28dZsecond cartrid	1 pz.
LLG09915733	Water demineraliser E40dZsecond cartrid	1 pz.
LLG09915734	Water demineraliser E28d Aincl.conducti	1 pz.
LLG09915735	Water demineraliser E40d Aincl.conducti	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

