

**Agitador de microtitración MTS 2/4 digital**

IKA

Agitador de microtitración MTS 2/4 digital

Agitador específico para dos o cuatro placas de microtitración. Movimiento orbital.

- Regulación electrónica de la velocidad
- Temporizador digital
- Señal acústica al final del período de tiempo
- Con la fijación, pero sin las placas

Especificaciones

Potencia del motor entrada / salida: 35 / 13,2 W

Órbita: 3 mm

Capacidad: 2 o 4 placas de microtitración

Rango de velocidad: 0rpm a 1100rpm

Indicador de velocidad: Escala analógica

Temporizador: 1 a 99 min /continuo

Dimensiones (An x L x Alt): 185 x 320 x 105 mm

Peso: 2,7 kg

Grado de protección según DIN EN 60529: IP 21

Requisitos de suministro: 230V 50/60 Hz

Testado conforme a DIN EN IEC 61010-1



Code	Description	Packaging
LLG09838195	Microtiter shaker MTS 2/4 digital230 V,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

