

**Termostatos de frío de control compatibles hasta -90 °C****Huber****Termostatos de frío de control compatibles hasta -90 °C**

El modelo CC-805 es una alternativa económica para bajas temperaturas cuando se necesita poca potencia.

**Opción:** refrigerante natural por encargo

Datos de la bomba CC-805 hasta CC-906w:

Presión máx.:

Succ. máx.: 25 l/min / 0,7 bar

18,5 l/min / 0,4 bar

Conexión de red:

CC-805 / CC-902: 400 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Estabilidad de temperatura según DIN 12876: 0,02 K



Code	Description	Packaging
LLG09857400	Refrigerated heating bath circulator CC	1 pz.
LLG09859250	Refrigerated heating bath circulator CC	1 pz.
LLG09859251	Refrigerated heating bath circulator CC	1 pz.
LLG09859252	Refrigerated heating bath circulator CC	1 pz.
LLG09859253	Refrigerated heating bath circulator CC	1 pz.
LLG09859254	Refrigerated heating bath circulator CC	1 pz.
LLG09859255	Refrigerated heating bath circulator CC	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

