

**Refrigerador de circulación Minichiller<sup>®</sup>****Huber****Refrigerador de circulación Minichiller<sup>®</sup>**

Pequeño, robusto y rentable con su carcasa de acero inoxidable. El Minichiller es el Unichiller más pequeño del mundo. Los Minichillers están disponibles con sistemas de refrigeración refrigerados por aire o agua, indicador de nivel iluminado, rebose y drenaje en el frente. El puerto de llenado está en la parte superior de la unidad. Todos los modelos utilizan refrigerantes naturales como estándar. Los minichillers tienen bombas de succión y presión y por lo tanto tienen la ventaja de tener un alto flujo a baja presión. Esto es particularmente interesante para todas las aplicaciones sensibles a la presión (por ejemplo, condensadores de vidrio).

Fuente de alimentación: 230 V / 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06272346	minichiller 300 OLÉ circulating cooler/1	1 pz.
LLG06272347	minichiller 300w OLÉ circulating cooler/1	1 pz.
LLG06272348	minichiller 600 OLÉ circulating cooler/1	1 pz.
LLG06272350	minichiller 280 OLÉ circulating cooler/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

