

**Sistema de irradiación UV BIO-LINK****Vilber Lourmat****Sistema de irradiación UV BIO-LINK**

- Compacto y potente, ideal para una amplia gama de aplicaciones
- Tecnología precisa de medición y control, sensores UV que no envejecen
- Elección del parámetro de irradiación energía o tiempo
- Fácil de manejar: Memoria de programa, almacenamiento de los últimos parámetros, reanudación del programa tras la apertura de la puerta, reinicio automático tras un fallo de alimentación
- Construcción segura y estable, muy fácil de usar
- Fácil intercambio de los tubos de UV para el cambio de longitud de onda

Dimensiones (An x L x Alt)

Carcasa: 350 x 360 x 305 mm

Interior: 260 x 330 x 145 mm



Code	Description	Packaging
LLG09971923	UV-Crosslinker BLX-E254UV-tubes 5x8 W,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

