

**Agitador magnético, Cimarec Power Direct**

Agitador magnético superplano y potente para volúmenes de 100 ml a 40 L, con campo magnético de largo alcance para agitar a grandes distancias hasta un máximo de 1.000 ml. 40mm, ideal para recipientes de pared gruesa, de vidrio, de fondo redondo o de doble pared, resistentes al lavado y a la abrasión, carcasa de acero inoxidable, rango de revoluciones de 100rpm a 2000rpm con control de retroalimentación, parada rápida en 2 seg. y ajuste de la potencia de agitación en 4 pasos (5W / 10W / 15W / 20W), visualización digital de la velocidad, interfaz RS232 bidireccional que permite controlar hasta 14 unidades de forma directa e individual mediante el PC del usuario y la salida de 24V en corriente continua, adaptador de c.a.c. para 100 - 240V. Temperatura ambiente de funcionamiento: -10 a +40°C.

Especificaciones

Volumen máx. de agitación (H₂O): 40 l

Potencia del motor: 20 W

Posiciones de agitación: 1

Rango de velocidad: 100 ... 2000 rpm

Temperatura ambiente admisible: -10 ... 40 °C

Humedad permitida: 95 %

Pantalla: digital

Dimensiones (An x L x Alt): 240 x 295 x 35 mm

Peso: 2,5 kg

Código IP: IP 22

Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09720595	Magnetic stirrer POWER DIRECTfor volume	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

