

**Agitador magnético, Cimarec Power Direct**

Agitador magnético superplano y potente para volúmenes de 100 ml a 40 L, con campo magnético de largo alcance para agitar a grandes distancias hasta un máximo de 1.000 ml. 40mm, ideal para recipientes de pared gruesa, de vidrio, de fondo redondo o de doble pared, resistentes al lavado y a la abrasión, carcasa de acero inoxidable, rango de revoluciones de 100rpm a 2000rpm con control de retroalimentación, parada rápida en 2 seg. y ajuste de la potencia de agitación en 4 pasos (5W / 10W / 15W / 20W), visualización digital de la velocidad, interfaz RS232 bidireccional que permite controlar hasta 14 unidades de forma directa e individual mediante el PC del usuario y la salida de 24V en corriente continua, adaptador de c.a.c. para 100 - 240V. Temperatura ambiente de funcionamiento: -10 a +40°C.

**Especificaciones**

**Volumen máx. de agitación (H<sub>2</sub>O): 40 l**

**Potencia del motor: 20 W**

**Posiciones de agitación: 1**

**Rango de velocidad: 100 ... 2000 rpm**

**Temperatura ambiente admisible: -10 ... 40 °C**

**Humedad permitida: 95 %**

**Pantalla: digital**

**Dimensiones (An x L x Alt): 240 x 295 x 35 mm**

**Peso: 2,5 kg**

**Código IP: IP 22**

**Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG09720595	Magnetic stirrer POWER DIRECTfor volume	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

