

**Areómetro, para lechada de cal Ca(OH)_2** **Areómetro, para lechada de cal Ca(OH)_2**

Para lechada de cal Ca(OH)_2 .

Sin termómetro.

Temperatura de referencia +20 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09004640	Hydrometer,for Ca(OH) ² ,without thermome	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

