

**Cámaras oscuras TLC****Vilber Lourmat****Cámaras oscuras TLC**

Modelo CN-6:

- Para una o dos lámparas de mano UV modelo BVL-6; combinación de longitudes de onda de 254 nm, 312 nm y 365 nm de de forma opcional
- Dimensiones cámara oscura (An x L x Alt): 300 x 280 x 240 mm

Modelo CN-15:

- Lámparas UV integradas con elevada capacidad de rendimiento y un espacio interior grande extra; acceso fácil incluso para grandes muestras; fuente de luz blanca integrada
- Placa de base desmontable
- Dimensiones cámara oscura (An x L x Alt): 505 x 415 x 280 mm



Code	Description	Packaging
LLG09971926	TLC viewing cabinet CN-6 without UV han	1 pz.
LLG09971927	TLC viewing chamber CN-15.LC with integ	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

