

**Gradillas para microtubos, PP, 96 pocillos**

Heathrow Scientific

Gradillas para microtubos, PP, 96 pocillos

Esterilizable en autoclave. Gradilla de polipropileno con 96 pocillos para tubos de microcentrífuga de 0,5 ml en un lado y 96 pocillos para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2,0 ml en el otro lado. Pocillos dispuestos en 8 filas de 12. La práctica tapa se encaja en su lugar mediante lengüetas en cada extremo de la gradilla. Dimensiones (L x An x Alt): 246 mm x 121 mm x 50 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06237267	96-Well reversible rack, PP, blue96 wel	1 pz.
LLG06237268	96-Well reversible rack, PP, green96 we	1 pz.
LLG06237620	96-Well reversible rack, PP, natural96	1 pz.
LLG06237621	96-Well reversible rack, PP, pink96 wel	1 pz.
LLG06237622	96-Well reversible rack, PP, yellow96 w	1 pz.
LLG09193982	96-Well reversible rack, PP, assorted c	5 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

