

**Gradillas para microtubos, PP, 96 pocillos**

Heathrow Scientific

**Gradillas para microtubos, PP, 96 pocillos**

Esterilizable en autoclave. Gradilla de polipropileno con 96 pocillos para tubos de microcentrífuga de 0,5 ml en un lado y 96 pocillos para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2,0 ml en el otro lado. Pocillos dispuestos en 8 filas de 12. La práctica tapa se encaja en su lugar mediante lengüetas en cada extremo de la gradilla. Dimensiones (L x An x Alt): 246 mm x 121 mm x 50 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06237267	96-Well reversible rack, PP, blue96 wel	1 pz.
LLG06237268	96-Well reversible rack, PP, green96 we	1 pz.
LLG06237620	96-Well reversible rack, PP, natural96	1 pz.
LLG06237621	96-Well reversible rack, PP, pink96 wel	1 pz.
LLG06237622	96-Well reversible rack, PP, yellow96 w	1 pz.
LLG09193982	96-Well reversible rack, PP, assorted c	5 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

