

**Medidor de pH LLG 5****LLG Labware****Medidor de pH LLG 5**

El medidor de pH LLG es un medidor portátil de pH/mV/°C muy fácil de usar. El valor pH y la temperatura se pueden memorizar directamente en la tarjeta SD (archivo Excel) o transferir directamente desde el pH-metro a un PC a través de la interfaz RS-232.

- Electrodo de pH lleno de gel con sensor de temperatura externo con cable de 1m
- Conector BNC
- Compensación automática de temperatura (ATC)
- Pantalla LCD grande y fácil de leer
- Calibración de 3 puntos
- Adecuado para todas las tarjetas SD estándar de hasta 16 GB

Pedir las pilas por separado (6 x 1,5 V AA)

Opcional: cable de alimentación, cable de conexión al PC, software para PC

**Material de suministro:** medidor de pH, electrodo de pH con sensor de temperatura, tampones pH 4 y pH 7, tarjeta SD-Memory de 4 GB, estuche de transporte

Las fichas de datos de seguridad de estos productos están disponibles en [www.llg-labware.com](http://www.llg-labware.com).

**Especificaciones**

**Rango de medición de pH: 0 ... 14**

**Resolución del pH: 0,01**

**Precisión del pH:  $\pm 0,02 + 2d$**

**Condiciones ambientales: 0 ... 50 °C, máx. 85 % H.R.**

**Rango de temperatura del electrodo: 0 ... 60 °C**

**Dimensiones (An x L x Alt): 68 x 177 x 45 mm**

**Peso: 490 g**

**Fuente de alimentación: 6 pilas AA de 1,5 V / adaptador de red de 9 V (opcional)**

**Grado de protección: IP 51**

**Garantía: 3 años (1 año en el electrodo)**



Code	Description	Packaging
LLG06263691	LLG-pH Meter 5,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

