

**Cajas criogénicas, PP, 81 pocillos, esterilizables en autoclave****Heathrow Scientific****Cajas criogénicas, PP, 81 pocillos, esterilizables en autoclave**

La caja de polipropileno cabe en los estantes de congelador estándar. La localización de los tubos se realiza fácilmente con líneas de rejilla moldeada y un punto de referencia moldeado en la tapa. Almacena microtubos de 1,5 ml a 2,0 ml bajo una tapa de fácil apertura y ajuste por fricción. Dimensiones: 130mm x 130mm x 47mm. Autoclavable.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG07058102 | 81-Well cryogenic storage rackPP, pink, | 1 pz.     |
| LLG07058103 | 81-Well cryogenic storage rackPP, green | 1 pz.     |
| LLG07078821 | 81-Well cryogenic storage rackPP, blue, | 1 pz.     |
| LLG07078822 | 81-Well cryogenic storage rackPP, yello | 1 pz.     |
| LLG07083522 | 81-Well cryogenic storage rackPP, orang | 1 pz.     |
| LLG09193983 | 81-Well cryogenic storage rackPP, natur | 1 pz.     |
| LLG09193984 | 81-Well cryogenic storage rackPP, ass/5 | 5 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

