

**Cajas criogénicas, PP, 81 pocillos, esterilizables en autoclave****Heathrow Scientific****Cajas criogénicas, PP, 81 pocillos, esterilizables en autoclave**

La caja de polipropileno cabe en los estantes de congelador estándar. La localización de los tubos se realiza fácilmente con líneas de rejilla moldeada y un punto de referencia moldeado en la tapa. Almacena microtubos de 1,5 ml a 2,0 ml bajo una tapa de fácil apertura y ajuste por fricción. Dimensiones: 130mm x 130mm x 47mm. Autoclavable.



Code	Description	Packaging
LLG07058102	81-Well cryogenic storage rackPP, pink,	1 pz.
LLG07058103	81-Well cryogenic storage rackPP, green	1 pz.
LLG07078821	81-Well cryogenic storage rackPP, blue,	1 pz.
LLG07078822	81-Well cryogenic storage rackPP, yello	1 pz.
LLG07083522	81-Well cryogenic storage rackPP, orang	1 pz.
LLG09193983	81-Well cryogenic storage rackPP, natur	1 pz.
LLG09193984	81-Well cryogenic storage rackPP, ass/5	5 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

