



Accesorios para el fotómetro de llama PFP7

Jenway

Accesorios para el fotómetro de llama PFP7

Nota: Estos productos sólo funcionarán con el tipo correcto de compresor de aire y regulador de gas como se especifica a continuación.



Code	Description	Packaging
LLG09309410	Air compressor 8515230V, 50/60Hz	1 pz.
LLG09309411	Butane regulator	1 pz.
LLG09309412	Propane regulator	1 pz.
LLG09309414	Calcium filter	1 pz.
LLG09309415	Lithium filter	1 pz.
LLG09309416	Barium filter	1 pz.
LLG09309419	Water separator (small)	1 pz.
LLG09309420	Water separator (large)	1 pz.
LLG09309421	Dust cover	1 pz.
LLG09309425	Calibration standard 500 ml1000ppm pota	1 pz.
LLG09309426	Calibration standard 500 ml1000ppm lith	1 pz.
LLG09309427	Calibration standard 500 ml3000ppm bari	1 pz.
LLG09309428	Calibration standard 5000 ml1000ppm sod	1 pz.
LLG09309429	Calibration standard 500 ml1000ppm calc	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

