



## Accesorios para el fotómetro de llama PFP7

Jenway

**Accesorios para el fotómetro de llama PFP7**

**Nota:** Estos productos sólo funcionarán con el tipo correcto de compresor de aire y regulador de gas como se especifica a continuación.



Code	Description	Packaging
LLG09309410	Air compressor 8515230V, 50/60Hz	1 pz.
LLG09309411	Butane regulator	1 pz.
LLG09309412	Propane regulator	1 pz.
LLG09309414	Calcium filter	1 pz.
LLG09309415	Lithium filter	1 pz.
LLG09309416	Barium filter	1 pz.
LLG09309419	Water seperator (small)	1 pz.
LLG09309420	Water seperator (large)	1 pz.
LLG09309421	Dust cover	1 pz.
LLG09309425	Calibration standard 500 ml1000ppm pota	1 pz.
LLG09309426	Calibration standard 500 ml1000ppm lith	1 pz.
LLG09309427	Calibration standard 500 ml3000ppm bari	1 pz.
LLG09309428	Calibration standard 5000 ml1000ppm sod	1 pz.
LLG09309429	Calibration standard 500 ml1000ppm calc	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

