



Estación de limpieza CUS 2

Behr Labor-Technik GmbH

Estación de limpieza CUS 2

La columna de limpieza behrotest® con frita de vidrio corresponde exactamente a las disposiciones de la norma ISO 9377-2.

El práctico soporte doble proporciona un soporte seguro para dos unidades completas de limpieza con embudo de goteo, columnas de limpieza y frascos Kuderna-Danish. De este modo, el procedimiento de limpieza completa puede llevarse a cabo para dos muestras simultáneamente, sin demoras debidas a un equipo que requiere mucho tiempo o a la manipulación de las muestras.

Estación de limpieza, material de suministro: soporte, 2 matraces de fondo redondo graduados, 100 ml, 2 columnas con fritas de grado 2



Code	Description	Packaging
LLG09843801	Clean-up-station CUS 2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

