

**Cajas de almacenamiento de microtubos, PP, 50/100 pocillos****Heathrow Scientific****Cajas de almacenamiento de microtubos, PP, 50/100 pocillos**

Autoclavables. Cajas de almacenamiento compactas con ranura frontal en ángulo para facilitar el acceso a los tubos. Las robustas cajas de polipropileno tienen bisagras duraderas de tres puntos, cierre a presión para un cierre seguro, líneas de rejilla moldeadas en la tapa, coordenadas impresas en la parte inferior de la base y coordenadas impresas y elevadas en los pozos tubulares. Ideales para el almacenamiento de muestras o estudios de caso. Para microtubos de 1,5 a 2 ml. Resisten temperaturas de almacenamiento de -80 a 121 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06206710	Microtube Storage Boxes, no. wells 100	1 pz.
LLG06243162	Storage box with snap-lid natural, 50 pl	1 pz.
LLG09193981	100-Well hinged storage box assorted c/5	5 pz.
LLG09193985	50-Well hinged storage box assorted co/5	5 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

