

**Bidón behroplast[®] con grifo, HDPE****Behr****Bidón behroplast[®] con grifo, HDPE**

Bidón de polietileno con grifo soldado. Absolutamente estanco incluso después de un uso prolongado. Adecuado para alimentos.



Code	Description	Packaging
LLG09140098	Carboys WK 20l, PEwith welded stopcock	1 pz.
LLG09140099	Carboys WK 25l, PEwith weleded stopcock	1 pz.
LLG09140100	Carboys WK 5l, PEwith weleded stopcock	1 pz.
LLG09140101	Carboys WK 10l, PEwith weleded stopcock	1 pz.
LLG09140102	Carboys WK 30l, PEwith weleded stopcock	1 pz.
LLG09140103	Carboys WK 60l, PEwith weleded stopcock	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

