



Viscosímetros ROTAVISC

IKA-Werke GmbH & Co.KG

Viscosímetros ROTAVISC

Especificaciones

Velocidad de rotación: 0,01 ... 200 rpm

Rango de temperatura: -30 ... +300 °C

Precisión: 1 %

Repetibilidad: 0,2 %

Carrera máxima: 200 mm

Dimensiones del soporte (L x An x Alt): 351 x 372 x 629 mm

Peso: 7,1 kg

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Grado de protección según DIN EN 60529: IP 40





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

