

**Garrafas LLG, cuello estrecho, HDPE****LLG Labware****Garrafas LLG, cuello estrecho, HDPE**

Con asa de transporte. Aptas para la alimentación. Calidad muy resistente y duradera para un uso prolongado a lo largo del tiempo. Con junta en el tapón de rosca para un sellado muy hermético. El tapón de rosca se puede fijar a la botella utilizando los lazos integrados. Con rosca de 12 mm de profundidad para usar con una llave de paso  $\frac{3}{4}$ ". Pedir la llave de paso por separado (código 9.139 937). Las garrafas pueden ser utilizadas a temperaturas de -40°C a +80°C.

Por favor, utilizar sólo en posición vertical.



Code	Description	Packaging
LLG09139929	LLG-Bottle (carboy) 5 ltr.,Ø 160mm x H	1 pz
LLG09139930	LLG-Bottle (carboy) 10 ltr.,Ø 210 x H 4	1 pz
LLG09139931	LLG-Bottle (carboy) 25 ltr.Ø 270 x H 57	1 pz
LLG09139932	LLG-Bottle (carboy) 50 ltr.Ø 350 x H 69	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

