

**Placas calefactoras analógicas CB 300 y CB 500****Stuart****Placas calefactoras analógicas CB 300 y CB 500**

Control del regulador de energía con placa vitrocerámica y luz de advertencia de "caliente" que se enciende cuando la temperatura de la placa supera los 50°C. Para alimentaciones monofásicas de 230V 50/60 Hz. Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata. Temperatura máxima indicada.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

